

Системи фарбування зразків та цитологічне обладнання

ELITech Group Inc. dba Wescor (США)

	Код	Найменування	Ціна з ПДВ, Грн
	7152	<u>Гематологічна цитоцентрифуга для фарбування мазків Aerospray Pro</u> Застосування - гематологія Потужність - до 90 слайдів/год	1000 000,00
Метод фарбування - по Май Грюнвальд-Гімзе Кількість позицій для слайдів - 12 або 30 шт Сенсорний екран, та сканер штрихкоду, 100-2000 об / хв., програмований користувачем <u>Ротор Cytopro</u> - дає можливість в герметичному середовищі осаджувати швидко клітини препарату на предметне скло для фарбування - 8 шт., (8/16 слайдів)			
	7122	<u>Гематологічна цитоцентрифуга для фарбування мазків Aerospray Stat</u> Застосування - гематологія Потужність - до 90 слайдів/год	1000 000,00
Метод фарбування - по Романовському-Гімзе Кількість позицій для слайдів - 12 або 30 шт Сенсорний екран, та сканер штрихкоду, 100-2000 об / хв., програмований користувачем <u>Ротор Cytopro AC-160</u> - дає можливість в герметичному середовищі осаджувати швидко клітини препарату на предметне скло для фарбування - 8 шт., (8/16 слайдів)			
	7322	<u>Цитоцентрифуга для фарбування мазків Aerospray Gram</u> Застосування - мікробіологія Потужність - до 90 слайдів/год	1000 000,00
Метод фарбування - по Граму Кількість позицій для слайдів - 12 або 30 шт Сенсорний екран, та сканер штрихкоду, 100-2000 об / хв., програмований користувачем <u>Ротор Cytopro AC-160</u> - дає можливість в герметичному середовищі осаджувати швидко клітини препарату на предметне скло для фарбування - 8 шт., (16 слайдів)			
	7522	<u>Цитоцентрифуга для фарбування мазків Aerospray Cytology Series 2 Stainer</u> Застосування - мікробіологія, цитологія Потужність - до 90 слайдів/год	1000 000,00 
Метод фарбування - <u>Папаніколау</u> . Кількість позицій для слайдів - 12 або 30 шт Сенсорний екран, та сканер штрихкоду, 100-2000 об / хв., програмований користувачем. Ціна одного фарбування - 33,77грн <u>Ротор Cytopro AC-160</u> - дає можливість в герметичному середовищі осаджувати швидко клітини препарату на предметне скло для фарбування - 8 шт., (16 слайдів)			
	7622	<u>Цитоцентрифуга Cytopro</u> Застосування - Цитологія, Мікробіологія, Гематологія, ТБ Потужність - від 50 слайдів/год	650 000,00
Тип камер - одинарна, подвійна та велика Можливість в герметичному середовищі осаджувати швидко клітини препарату на предметне скло для фарбування - 8 шт., (16 слайдів) Сенсорний екран, та сканер штрихкоду, 100-2000 об / хв., програмований користувачем, якість. Ціна одного слайда - 31,67грн.			