




# Мікробридер StraightShot® M5

ШВИДКІСТЬ. ПОТУЖНІСТЬ. КОНТРОЛЬ



Ергономічний дизайн

# Мікродебрідер StraightShot® M5

ШВИДКІСТЬ. ПОТУЖНІСТЬ. КОНТРОЛЬ

На додаток до ергономічного дизайну для забезпечення балансу й високих функціональних показників, новий мікродебрідер Straightshot® M5 – перший і єдиний мікродебрідер, що може працювати на швидкості 30 000 об/хв.

- Новий двигун прямого приводу з вбудованою функцією аспірації
- Працює без редуктора
- Легке управління ротаційним колесом

**Багатофункціональна технологія до ваших послуг:**

StraightShot M5 працює з 125+ лезами і борами, серед яких

- Високошвидкісні бори, що можуть здійснювати 30 000 об/хв, для хірургії лобних пазух
- Відкалібровані виробником електромагнітні леза для навігаційної системи Fusion® ENT
- Леза Quadcut®, що менше забруднюються



## Інформація для розміщення замовлення

Продукт      Опис

1899200      Мікродебрідер StraightShot® M5

1899076      Лоток для інструментів M5