

Endo-Scrub[®] 2

СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ ЛІНЗ

ДЛЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИЛОВОЇ КОНСОЛІ
(СИСТЕМА IPC[®])



Максимальна візуалізація в
оперативному полі

Endo-Scrub® 2

система очищення лінз

ДЛЯ ІНТЕГРОВАНОЇ КОНСОЛІ ЖИВЛЕННЯ (СИСТЕМА ІРС®)



Наша система очищення лінз Endo-Scrub® 2 допомагає ЛОР-хірургам підтримувати максимальну візуалізацію в операційному полі без видалення ендоскопу. Насадка Endo-Scrub® 2 з програмним контролем забезпечує високопотужне промивання лінзи від залишків органічних речовин. При правильному застосуванні, система дає можливість підтримувати постійний бездоганний огляд, додаючи при цьому тільки 0,7 мм до діаметру ендоскопу.

Покращене програмне забезпечення та дизайн системи

Наше новітнє програмне забезпечення для Endo-Scrub® 2 повністю інтегроване в ІРС® систему (інтегрована консоль живлення) та оптимізоване для роботи з нею. Завдяки численним вдосконаленням, програма гарантує повне видалення рідини з системи та дозволяє уникнути запотівання лінз. Нами також було змінено дизайн системи з метою покращення фіксації ендоскопу в системі та попередження просочування рідини.



Основні характеристики

- Автоматично регулює прямий та зворотний потік для очистки об'єктивів ендоскопу при натисканні на педаль
- Шість рівнів налаштування допомагають відрегулювати управління
- Автоматичний насос попереджає появу крапель або пухирців повітря на поверхні лінзи
- Дизайн помпової насадки забезпечує легке підключення та переключення між ендоскопами
- Підходить до всіх найпоширеніших типів ендоскопів численних виробників

Запотівання та сторонні частки можуть знижувати якість візуалізації та потребувати видалення ендоскопу під час виконання хірургічної процедури для його очистки.



Відмінності між Endo-Scrub® 2 та IPC®

Значне покращення можливості проведення операцій при кровотечах¹⁻⁶



Система очищення лінз Endo-Scrub® 2 забезпечує видалення рідини з системи з метою попередження запотівання лінз.

IPC® і система Endo-Scrub® 2

- Комплект* включає:
 - 1898001 Консоль IPC®
 - 1897821 Силовий кабель, 6 метрів, ІЕС 320, 115V
 - 1898430 Багатофункціональна педаль для IPC
 - 1898851 Керівництво для IPC
 - 1897510 Корзина
 - 1852000 Педаль для Endo-Scrub® 2
 - 1991015 Кнопковий перемикач для Endo-Scrub 2

IPCES2SYSKIT Система Endo-Scrub® 2 та IPC

*Цей набір наявний тільки в США. Якщо ви знаходитесь не в США, будь ласка, замовляйте вищенаведені деталі окремо.

Таблиця щодо замовлення та сумісності деталей для системи очищення лінз Endo-Scrub® 2

Номер деталі	Розмір	Кут	Сумісність з ендоскопами: за виробником та номером деталі		Кількість
1912023*	2,7 мм	0°	Karl Storz®	27018A	5
1912000*	4 мм	0°	Karl Storz	7210AA	5
1912002*	4 мм	0°	Karl Storz	7200A	5
1912000	4 мм	0°	Karl Storz	7230AA	5
1912012	4 мм	30°	Karl Storz	7200B	5
197230BLA	4 мм	30°	Karl Storz	7230BLA	5
197230BRA	4 мм	30°	Karl Storz	7230BRA	5
197230BVA	4 мм	30°	Karl Storz	7230BVA	5
1912010	4 мм	30°	Karl Storz	7230BA	5
1912013	4 мм	45°	Karl Storz	7210FA	5
197230FLA	4 мм	45°	Karl Storz	7230FLA	5
1912013	4 мм	45°	Karl Storz	7230FA	5
197230CRA	4 мм	70°	Karl Storz	7230CRA	5
197230CVA	4 мм	70°	Karl Storz	7230CVA	5
1912020	4 мм	70°	Karl Storz	7230CA	5
1912050*	4 мм	0°	Linvatec®	HD4000R	5
1912051	4 мм	30°	Linvatec	HD4300R	5
1912051	4 мм	30°	Linvatec	QL4300R	5
1912052	4 мм	70°	Linvatec	HD4700R	5
1912023*	2,7 мм	0°	Medtronic	1880160	5
1912027	2,7 мм	30°	Medtronic	1880161	5
19112000*	4 мм	0°	Medtronic	1880152	5
1912010	4 мм	30°	Medtronic	1880153	5
1912015	4 мм	45°	Medtronic	1880155	5
1912020	4 мм	70°	Medtronic	1880154	5
1912032*	4 мм	0°	Olympus®	A7594A	5
1912033*	4 мм	0°	Olympus	A70940A	5
1912038*	4 мм	0°	Olympus	WA96200A	5
1912031	4 мм	30°	Olympus	A7595A	5
1912034	4 мм	30°	Olympus	A70941A	5
1912039	4 мм	30°	Olympus	WA96201A	5
1912039REV	4 мм	30°	Olympus	WA96202A	5
1912036	4 мм	45°	Olympus	WA96203A	5
1912036REV	4 мм	45°	Olympus	WA96204A	5
1912035	4 мм	70°	Olympus	A70942A	5
1912037	4 мм	70°	Olympus	WA96205A	5
191203REV	4 мм	70°	Olympus	WA9620A	5
1912008*	4 мм	0°	Richard Wolf	888.0431	5
1912008*	4 мм	0°	Richard Wolf	585412	5
1912018	4 мм	25°	Richard Wolf	8475.42	5
1912019	4 мм	25°	Richard Wolf	8885.433	5
1912019	4 мм	25°	Richard Wolf	8880.433	5
1912024*	2,7 мм	0°	Smith & Nephew®	23-0853	5
1912028	2,7 мм	30°	Smith & Nephew	23-0854	5
1912004*	4 мм	0°	Smith & Nephew	23-0850	5
1912004*	4 мм	0°	Smith & Nephew	70230910	5
1912014	4 мм	30°	Smith & Nephew	23-0851	5
1912040*	4 мм	0°	Stryker®	502-477-011	5
1912041	4 мм	30°	Stryker	502-477-031	5
1912042	4 мм	45°	Stryker	502-477-045	5
1912043	4 мм	70°	Stryker	502-477-071	5

*в тому числі набір трубок