



XPS Nexus™









КОНСОЛЬ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ



Високошвидкісний отологічний дріль Indigo® | Мікродобрідер StraightShot® M4

ЛОР-система XPS Nexus™

Ключові характеристики

	Під'єднання M4 та Indigo®		Вбудований іригаційний насос
	Розпізнавання насадки		Зручний дизайн та легкий інтерфейс
	Портативна, проста в транспортуванні й легка		Швидке і просте встановлення
	Штатив для в/в вливань (продається окремо)		Ножна педаль, що не ковзається (продається окремо)



Панель насосу

- 1) Вибір швидкості потоку (cm^3/hv)
- 2) Збільшення потоку

Панель M4

- 3) Вибір режиму обертання
- 4) Вибір кількості об/хв
- 5) Правосторонній режим обертання
- 6) Збільшення/зменшення об/хв.

Панель Indigo

- 7) Вперед
- 8) Назад
- 9) Вибір об/хв
- 10) Збільшення/зменшення об/хв.

Іригаційний насос

Панель живлення/приєднання

- 11) Гніздо для Indigo та M4
- 12) Індикатор живлення (зелений)
- 13) Лампочка-індикатор помилки (жовтий)
- 14) Установочна риска для руків'я
- 15) Гніздо для ножної педалі

Руків'я та насадки

Характеристики руків'я

Мікродебрідер StraightShot® M4

- Зігнуте під кутом лезо, кінчик якого обертається, дозволяє виконувати операції в площині 360 градусів
- Ергономічне руків'я з пальцевим диском, що обертається, сприяє легкій ротації кінчика леза під час операції
- Лезо, вигнуте під кутом 60 градусів, забезпечує доступ до лобного карману

Високошвидкісний отологічний дріль Indigo®

- Висока швидкість та достатній крутячий момент для швидкого видалення тканин соскоподібного відростку
- Випускається з прямими та вигнутими наконечниками
- Покращений оперативний доступ та видимість в обмежених просторах, характерних для отології
- Працює з широким спектром отологічних борів Medtronic Xomed
- Виймки на передній частині наконечнику забезпечують більш стабільне положення іригаційної трубки



StraightShot® M4

*Високошвидкісний
отологічний дріль Indigo®*

Інформація для розміщення замовлення

<u>Опис</u>	<u>Номер деталі</u>
Консоль XPS Nexus™	1894510
Педаля управління XPS Nexus	1894520
Штатив для в/в вливань XPS Nexus	1894515
Чохол для переноски XPS Nexus	1894525
Мікродебрідер Straightshot® M4	1898200T
Лоток для інструментів Straightshot M4	1898075
Високошвидкісний отологічний дріль Indigo®	1845000
Пряма насадка для отологічного дріля Indigo	1845010
Кутова насадка для отологічного дріля Indigo	1845020
Лоток для інструментів Indigo	1845040
Трубки Indigo	1845030



Виключно для застосування в терапевтичних цілях. Уважно звернутися до інструкцій та застереженнями, запобіжними заходами та протипоказаннями, що викладені в керівництві/листу-вкладищу.