



# Indigo™ - високошвидкісний отологічний дриль

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ. ЗРУЧНИЙ. ПОТУЖНИЙ.



## **Високошвидкісний отологічний дриль Indigo™**

з прямими та вигнутими під кутом наконечниками забезпечує відмінний хірургічний доступ та видимість. Незважаючи на невеликі розміри та малу вагу, дриль є потужним і має високі функціональні показники.

# Високошвидкісний отологічний дріль Indigo™

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ. ЗРУЧНИЙ. ПОТУЖНИЙ.

*Високошвидкісний отологічний дріль Indigo забезпечує відмінний хірургічний доступ та видимість при проведенні різноманітних отологічних процедур.*

## Компоненти дреля Indigo™

| Продукт | Опис                                  | Кількість |
|---------|---------------------------------------|-----------|
| 1845000 | Високошвидкісний отологічний дріль    | 1         |
| 1845010 | Отологічний прямий наконечник Indigo  | 1         |
| 1845020 | Отологічний кутовий наконечник Indigo | 1         |
| 1845040 | Лоток для інструментів Indigo         | 1         |
| 1845030 | Система трубок Indigo                 | 5         |



## Ключові характеристики системи для свердління Indigo™:

1. Висока швидкість та достатній крутячий момент для швидкого видалення тканин соскоподібного відростку
2. Випускається з прямими та вигнутими наконечниками
3. Покращений оперативний доступ та видимість в обмежених просторах, характерних для отології
4. Працює з широким спектром отологічних борів Medtronic Xomed
5. Виймки на передній частині наконечнику забезпечують більш стабільне положення іригаційної трубки
6. Функціонує на базі системи IPC® з простим сенсорним меню