

SKEETER®

ОТОЛОГІЧНА СИСТЕМА СВЕРДЛІННЯ



Розроблена для проведення передових отологічних операцій на середньому вусі або основі стремени

Комплектуючі до отологічної системи свердління Skeeter®

Основні характеристики системи Skeeter

- Насадка Skeeter важить всього 2 унції (57 грам)
- Змінна швидкість, педальний контроль
- Працює на швидкості до 12 000 об/хв
- Функціонує на базі автономного джерела живлення або використовується разом з MPS консоллю з адаптером, що постачається додатково
- Існує широкий асортимент борів Oto-Flex, що кодуються за кольором
- Дриль Skeeter також сумісний з консоллю XPS® 2000

Інформація для розміщення замовлення

Система включає:

30-55600	Отологічна система свердління Skeeter
30-55601	Ультралегка насадка Skeeter
30-55607	Педальний контроль швидкості роботи Skeeter
31-58201	Батарейки потужністю 9Вт (упаковка з 12 шт)
30-52460	Отологічна метрична шкала Skeeter
31-55610	Набір борів Oto-Flex (6 борів)