

## Універсальний титановий протез, кругла головка, з опорою

| Продукт № | Матеріал   | PID | HD  | SD   | L   |
|-----------|--|-----|-----|------|-----|
| 1150000   | Титанова головка/<br>Вузол стержня титан<br>і гнучкий шнур H/A вузол опори | 1.1 | 2.5 | 0.25 | 1.0 |

## Універсальний титановий протез, кулачкова головка, з опорою

| Продукт № | Матеріал   | PID | HD        | SD   | L   |
|-----------|--|-----|-----------|------|-----|
| 1150001   | Титанова головка/<br>Вузол стержня титан<br>і гнучкий шнур H/A вузол опори | 1.1 | 4.0 x 2.7 | 0.25 | 1.0 |

## Універсальний титановий протез, головка Vincent, з опорою

Розроблений Робертом Вінсентом (Robert Vincent), MD  
Безье, Франція

| Продукт № | Матеріал   | PID | HD   | SD   | L   |
|-----------|--|-----|------|------|-----|
| 1150050   | Титан  | 1.1 | 3.25 | 0.25 | 1.0 |
|           | Гідроксилпатитова головка / вузол стержня титан і гнучкий шнур H/A вузол опори |     |      |      |     |

## Частковий титановий протез

| Продукт № | Матеріал | HD  | L   | ID  |
|-----------|----------|-----|-----|-----|
| 1160000   | Титан    | 2.5 | 2.0 | 1.1 |

## Частковий титановий протез Vincent

Розроблений спільно з Робертом Вінсентом (Robert Vincent), MD  
Безье, Франція

| Продукт № | Матеріал | HD   | L   | ID  |
|-----------|----------|------|-----|-----|
| 1160050   | Титан    | 3.25 | 2.0 | 1.1 |

## Універсальний поліцеловий протез Wojrab

Розроблений Деннісом Бойрабом (Dennis Wojrab), MD  
Фармінгтон Хіллз, Мічиган

| Продукт № | Матеріал                           | PID  | HD  | PL   | TL  |
|-----------|------------------------------------|------|-----|------|-----|
| 0385      | Поліцел<br>Титан<br>Гідроксилпатит | 1.17 | 3.0 | 5.25 | 9.0 |

## Центрований універсальний протез Wojrab

Розроблений Деннісом Бойрабом (Dennis Wojrab), MD  
Фармінгтон Хіллз, Мічиган

| Продукт № | Матеріал       | PID | HD  | PL  | TL  |
|-----------|----------------|-----|-----|-----|-----|
| 0306      | Гідроксилпатит | 1.1 | 3.5 | 3.2 | 7.0 |

## Зміщений універсальний протез Wojrab

Розроблений Деннісом Бойрабом (Dennis Wojrab), MD  
Фармінгтон Хіллз, Мічиган

| Продукт № | Матеріал       | PID | HD  | PL  | TL  |
|-----------|----------------|-----|-----|-----|-----|
| 0308      | Гідроксилпатит | 1.1 | 3.5 | 3.2 | 7.0 |

## Частковий зміщений Austin

Схвалений Девідом П. Остіном, MD  
Айдахо-Фолс, Айдахо

| Продукт № | Матеріал | PID  | HD  | L    |
|-----------|----------|------|-----|------|
| 1156361   | Поліцел  | 1.17 | 3.0 | 4.75 |

## Частковий Brackmann

Схвалений Девідом Е. Брекманном (Derald E. Brackmann), MD  
Лос-Анжелес, Каліфорнія

| Продукт № | Матеріал                              | PID | HD  | L   |
|-----------|---------------------------------------|-----|-----|-----|
| 1112305   | Гідроксилпатитове покриття<br>Поліцел | 1.0 | 3.0 | 5.0 |

## Частковий фторопластовий Causse

Схвалений Жаном-Бернардом Коссе (Jean-Bernard Causse), MD  
Безье, Франція

| Продукт № | Матеріал             | PID  | HD  | L    |
|-----------|----------------------|------|-----|------|
| 1156376   | Поліцел і фторопласт | 1.17 | 4.0 | 4.75 |

## Частковий, головка молоточка, Causse

Схвалено Жаном-Бернардом Коссе (Jean-Bernard Causse), MD  
Безье, Франція

| Продукт № | Матеріал  | PID  | HD      | L    |
|-----------|---|------|---------|------|
| 1112197   | Гідроксилпатитове покриття<br>Поліцел та нержавіюча сталь | 1.17 | 4 x 2.1 | 4.75 |

## Частковий протез ковадла

| Продукт № | Матеріал       | PID | L    |
|-----------|----------------|-----|------|
| 1112075   | Гідроксилпатит | 1.1 | 3.75 |

## Частковий з кулачковою головкою Moretz

Схвалений Вільямом Х. Моретцом молодшим (William H. Moretz, Jr.), MD  
Августа, Джорджія

| Продукт № | Матеріал                                       | PID  | HD      | L    |
|-----------|--|------|---------|------|
| 1112184   | Гідроксилпатит,<br>Поліцел та нержавіюча сталь | 1.17 | 4 x 2.7 | 10.0 |
| 1112185   | Гідроксилпатит,<br>Поліцел та нержавіюча сталь | 1.17 | 4 x 2.7 | 4.75 |

## Частковий, головка молоточка Moretz

Схвалений Вільямом Х. Моретцом молодшим (William H. Moretz, Jr.), MD  
Августа, Джорджія

| Продукт № | Матеріал                                       | PID  | L    |        |
|-----------|--|------|------|--------|
| 1112165   | Гідроксилпатит,<br>Поліцел та нержавіюча сталь | 1.17 | 4.75 | правий |
| 1112167   | Гідроксилпатит,<br>Поліцел та нержавіюча сталь | 1.17 | 4.75 | лівий  |

## Частковий, стержень молоточка Moretz

Схвалений Вільямом Х. Моретцом молодшим (William H. Moretz, Jr.), MD  
Августа, Джорджія

| Продукт № | Матеріал                                    | PID  | L    |
|-----------|---|------|------|
| 1156296   | Поліцел кутвий                              | 1.17 | 6.25 |
| 1156297   | Поліцел, прямий                             | 1.17 | 5.00 |
| 1112296   | Гідроксилпатитове покриття, поліцел, кутвий | 1.17 | 6.25 |
| 1112297   | Гідроксилпатитове покриття, поліцел, прямий | 1.17 | 5.00 |

## Частковий з грибоподібною головкою Moretz

Схвалений Вільямом Х. Моретцом молодшим (William H. Moretz, Jr.), MD  
Августа, Джорджія

| Продукт № | Матеріал                                      | PL   | HD  | L    |
|-----------|---|------|-----|------|
| 1112175   | Гідроксилпатит<br>Поліцел та нержавіюча сталь | 1.17 | 4.0 | 4.75 |

## Частковий Peg-Top® Moretz

Схвалений Вільямом Х. Моретцом молодшим (William H. Moretz, Jr.), MD  
Августа, Джорджія

| Продукт № | Матеріал                           | PID  | HD  | L    |
|-----------|------------------------------------|------|-----|------|
| 1156358   | Поліцел, зміщений                  | 1.17 | 3.0 | 4.75 |
| 1156359   | Поліцел, центрований               | 1.17 | 3.0 | 4.75 |
| 1156377   | Поліцел, центрований<br>Фторопласт | 1.17 | 4.0 | 4.75 |

## Частковий з грибоподібною головкою, з пластичною ланкою

| Продукт № | Матеріал                | PID  | HD  | L   |
|-----------|-------------------------|------|-----|-----|
| 0352      | Гідроксилпатит<br>Титан | 1.14 | 4.0 | 5.0 |

## Частковий зміщений з прорізом

| Продукт № | Матеріал       | PID  | HD  | L   |
|-----------|----------------|------|-----|-----|
| 0362      | Гідроксилпатит | 1.14 | 4.0 | 5.0 |

## Частковий зміщений, з прорізом, з пластичною ланкою

| Продукт № | Матеріал                | PID  | HD  | L   |
|-----------|-------------------------|------|-----|-----|
| 0364      | Гідроксилпатит<br>Титан | 1.14 | 4.0 | 5.0 |

## Частковий зміщений, з грибоподібною головкою, з пластичною ланкою

| Продукт № | Матеріал                | PID  | HD  | L   |
|-----------|-------------------------|------|-----|-----|
| 0353      | Гідроксилпатит<br>Титан | 1.14 | 4.0 | 5.0 |

## Частковий 90° ексцентричний круглий

| Продукт № | Матеріал       | PID | HD  | L   |
|-----------|----------------|-----|-----|-----|
| 1112095   | Гідроксилпатит | 1.1 | 4.0 | 5.0 |

## Частковий 75° прямокутний

| Продукт № | Матеріал       | PID | HD        | L   |
|-----------|----------------|-----|-----------|-----|
| 1112070   | Гідроксилпатит | 1.1 | 2.5 x 3.5 | 4.0 |

## Частковий 90° прямокутний

| Продукт № | Матеріал       | PID | HD        | L   |
|-----------|----------------|-----|-----------|-----|
| 1112065   | Гідроксилпатит | 1.1 | 2.5 x 3.5 | 4.0 |

## Частковий 90° круглий

| Продукт № | Матеріал       | PID | HD  | L   |
|-----------|----------------|-----|-----|-----|
| 1112090   | Гідроксилпатит | 1.1 | 4.0 | 5.0 |

## Частковий кістковий протез Sheehy (POP)

Схвалений Джеймсом Л. Шіхі (James L. Sheehy), MD  
Лос-Анжелес, Каліфорнія

| Продукт № | Матеріал                              | PID  | HD  | L    |
|-----------|---------------------------------------|------|-----|------|
| 1112362   | Гідроксилпатит<br>Поліцел з покриттям | 1.17 | 3.0 | 4.75 |
| 1156362   | Поліцел                               | 1.17 | 3.0 | 4.75 |

## Повний модифікований Austin

Схвалений Девідом П. Остіном, MD  
Айдахо-Фолс, Айдахо

| Продукт № | Матеріал                   | SD  | HD  | L   |
|-----------|----------------------------|-----|-----|-----|
| 1156305   | Поліцел і нержавіюча сталь | 0.6 | 3.0 | 8.0 |

## Повний Brackmann

Схвалений Девідом Е. Брекманном (Derald E. Brackmann), MD  
Лос-Анжелес, Каліфорнія

| Продукт № | Матеріал                                      | SD  | HD  | L   |
|-----------|---|-----|-----|-----|
| 1112303   | Гідроксилпатит<br>Поліцел та нержавіюча сталь | 0.6 | 3.0 | 8.0 |
| 1156303   | Поліцел і нержавіюча сталь                    | 0.6 | 3.0 | 8.0 |

## Повний з кулачковою головкою з опорою Causse

Схвалено Жаном-Бернардом Коссе (Jean-Bernard Causse), MD  
Безье, Франція

| Продукт № | Матеріал   | SD  | HD        | L    |
|-----------|--|-----|-----------|------|
| 1112195   | Гідроксилпатит<br>Фторопласт та нержавіюча сталь | 0.4 | 4.0 x 2.7 | 10.0 |

## Повний з дельтаподібною головкою Causse

Схвалений Жаном-Бернардом Коссе (Jean-Bernard Causse), MD  
Безье, Франція

| Продукт № | Матеріал   | SD  | HD  | L    |
|-----------|--|-----|-----|------|
| 1112194   | Гідроксилпатит<br>Фторопласт та нержавіюча сталь | 0.4 | 2.5 | 20.0 |

## Повний, головка молоточка, з опорою Causse

Схвалено Жаном-Бернардом Коссе (Jean-Bernard Causse), MD  
Безье, Франція

| Продукт № | Матеріал   | SD  | HD        | L    |
|-----------|--|-----|-----------|------|
| 1112190   | Гідроксилпатит<br>Фторопласт та нержавіюча сталь | 0.4 | 4.0 x 2.1 | 10.0 |

## Повний з грибоподібною Головою з опорою, Causse

Схвалено Жаном-Бернардом Коссе (Jean-Bernard Causse), MD  
Безье, Франція

| Продукт № | Матеріал   | SD  | HD  | L  |
|-----------|--|-----|-----|----|
| 1112192   | Гідроксилпатит<br>Фторопласт та нержавіюча сталь | 0.4 | 4.0 | 10 |

## Повний зміщений з прорізом з короткою пластичною ланкою Causse

Схвалено Жаном-Бернардом Коссе (Jean-Bernard Causse), MD  
Безье, Франція

| Продукт № | Матеріал                | SD  | HD   | L   |
|-----------|-------------------------|-----|------|-----|
| 0321      | Гідроксилпатит<br>Титан | 0.8 | 3.25 | 9.0 |

## Стапедотомічний ревізійний протез з короткою пластичною ланкою Causse

Схвалено Жаном-Бернардом Коссе (Jean-Bernard Causse), MD  
Безье, Франція

| Продукт № | Матеріал   | SD  | HD   | L   |
|-----------|--|-----|------|-----|
| 0322      | Гідроксилпатит<br>Фторопласт та нержавіюча сталь | 0.4 | 3.25 | 9.0 |

## Повний модифікований Fisch

Схвалений професором Уго Фішем (Ugo Fisch), MD  
Цюрих, Швейцарія

| Продукт № | Матеріал                   | SD  | HD        | L   |
|-----------|----------------------------|-----|-----------|-----|
| 1156307   | Поліцел і нержавіюча сталь | 0.6 | 2.2 x 3.0 | 8.0 |

## Повний склепінчастий II з опорою Fisch

Схвалений професором Уго Фішем (Ugo Fisch), MD  
Цюрих, Швейцарія

| Продукт № | Матеріал                   | SD  | HD  | L    |
|-----------|----------------------------|-----|-----|------|
| 1156295   | Поліцел і нержавіюча сталь | 0.6 | 5.0 | 6.75 |

## Повний модифікований Fisch

Схвалено Жаном-Бернардом Коссе (Jean-Bernard Causse), MD  
Безье, Франція

| Продукт № | Матеріал                      | SD | HD | L |
|-----------|-------------------------------|----|----|---|
| 1156308   | Поліцелова основа, лише опора |    |    |   |

## Стапедотомічний ревізійний протез з пластичною ланкою Lesinski

Схвалений С. Джорджем Лесінські (S. George Lesinski), MD  
Цинцинати, Огайо

| Продукт № | Матеріал   | SD  | HD   | L   |
|-----------|--|-----|------|-----|
| 0320      | Гідроксилпатит і<br>Фторопласт та нержавіюча сталь | 0.6 | 3.25 | 8.0 |

## Повний з кулачковою головкою Moretz

Схвалений Вільямом Х. Моретцом молодшим (William H. Moretz, Jr.), MD  
Августа, Джорджія

| Продукт № | Матеріал  | SD   | HD        | L   |
|-----------|---|------|-----------|-----|
| 1112180   | Гідроксилпатит і<br>Поліцел та нержавіюча сталь | 0.64 | 4.0 x 2.7 | 8.0 |

| Продукт № | Матеріал   | SD   | HD        | L   |
|-----------|--|------|-----------|-----|
| 1112182   | Гідроксилпатит і<br>Фторопласт та нержавіюча сталь | 0.64 | 4.0 x 2.7 | 8.0 |

| Продукт № | Матеріал   | SD   | HD        | L  |
|-----------|--|------|-----------|----|
| 1112183   | Гідроксилпатит і<br>Фторопласт та нержавіюча сталь | 0.60 | 4.0 x 2.7 | 14 |

## Повний, головка молоточка Moretz

Схвалений Вільямом Х. Моретцом молодшим (William H. Moretz, Jr.), MD  
Августа, Джорджія

| Продукт № | Матеріал | SD | L |
|-----------|----------|----|---|
|-----------|----------|----|---|